



Switch Click permette di riprodurre la funzione del *click* sinistro del mouse attraverso il pulsante incorporato o mediante il collegamento di un sensore esterno alla presa laterale. Switch Click, in questa versione, si collega al computer mediante connessione USB.

Attenzione: prima di collegare Switch Click al computer seguite queste istruzioni:

1. avviate il computer e attivate il programma a scansione che desiderate usare; sperimentate il funzionamento del programma;
2. assicuratevi che il programma riconosca il *click* di sinistra del mouse per governare la scansione;
3. uscite dal programma e spegnete il computer; collegate Switch Click utilizzando il cavo fornito in dotazione;
4. il terminale rettangolare piatto del cavo va collegato al computer, mentre lo spinotto quasi quadrato deve essere collegato a Switch Click;
5. potete mantenere collegato al computer anche il normale mouse; nel caso questo abbia a sua volta una connessione USB, occorreranno due porte libere USB sul computer.

Attivazione

1. avviate il computer
2. seguite le istruzioni che compariranno a video per l'eventuale aggiornamento del sistema operativo, Windows o Mac, per l'utilizzo della connessione USB con tastiere e mouse;
3. assicuratevi per prima cosa che il normale mouse funzioni correttamente; nel caso non funzioni, verificate che il computer non abbia alcune impostazioni standard che ne impediscono il funzionamento;
4. Switch Click funzionerà ora come il *click* di sinistra del mouse.

Nel caso riscontriate problemi di funzionamento, assicuratevi che il software che state utilizzando sia impostato correttamente per la scansione e che i parametri del mouse nel Pannello di Controllo siano a loro volta impostati correttamente.

Garanzia

Auxilia garantisce che tutti i propri prodotti sono esenti da difetti nei materiali impiegati e nelle lavorazioni, per un periodo di 24 mesi dalla data di ricevimento del materiale da parte del cliente. Questa garanzia non si applica a materiali manomessi da persona non autorizzata o danneggiati a causa di uso improprio. Gli oggetti in garanzia sono riparati senza spese a carico del cliente, fatte salve le spese di spedizione.

auxilia

Auxilia s.a.s.

www.auxilia.it

Via Vaccari, 72 - 41100 Modena
Tel.: 059 216311 Fax: 059 220543 Email: info@auxilia.it
