

Scan Buddy™

Applied Human Factors™

Distributore italiano:

auxilia

Auxilia s.a.s.

Via Vaccari, 72

41100 MODENA

Tel: 059/216311

Fax: 059/220543

Email: info@auxilia.it

Sito internet: www.auxilia.it

Come avviare, fermare e uscire da *ScanBuddy*TM

Per avviare il programma *ScanBuddy*TM, fate doppio clic sull'icona di ScanBuddy, sul vostro desktop, oppure premete il bottone **Start** di Microsoft®Windows, selezionate la voce **Programmi**, quindi il programma “ScanBuddy” e il file d'esecuzione “ScanBuddy”. Potete anche impostare *ScanBuddy*TM in modo che venga lanciato automaticamente quando avviate Microsoft®Windows (per ulteriori dettagli, consultate la guida in linea **Help**).

Ci sono tre modi per fermare *ScanBuddy*TM dopo che è stato avviato: 1) premete il tasto [Pause] sulla vostra tastiera; 2) premete il tasto [Alt] sulla tastiera del computer e, contemporaneamente, fate clic con il pulsante sinistro del mouse; 3) fate clic sul bottone **Click here to pause ScanBuddy** (Fate clic qui per fermare ScanBuddy), nella finestra che appare dopo che è stata completata un'operazione con il mouse. Quando *ScanBuddy*TM è in pausa, sull'icona di *ScanBuddy*TM che si trova sulla barra delle applicazioni, apparirà un cerchio rosso con una barra – come un segnale di divieto – per indicare che non è attivo.

Per avviare di nuovo *ScanBuddy*TM dopo che è stato in pausa, potete utilizzare uno di questi due metodi: 1) premete il pulsante [Pause] sulla vostra tastiera; oppure 2) spostatevi con il puntatore del mouse sull'icona di *ScanBuddy*TM sulla barra delle applicazioni e fate clic con il pulsante destro del mouse. Quando *ScanBuddy*TM sarà di nuovo attivo, l'icona di *ScanBuddy*TM apparirà, mentre il cerchio rosso scomparirà.

Per uscire da *ScanBuddy*TM, fate clic sul bottone **Exit** (Esci), che si trova nella finestra di dialogo **ScanBuddy Settings** (Impostazioni di ScanBuddy).

Come visualizzare la finestra di dialogo **ScanBuddy Settings** (Impostazioni di ScanBuddy)

Potete accedere alla maggior parte delle opzioni disponibili di *ScanBuddy*TM, utilizzando la finestra di dialogo **ScanBuddy Settings**. Per visualizzare questa finestra, mentre state effettuando le scansioni, selezionate il bottone **Settings** (Impostazioni) dalla serie di opzioni disponibili dal bottone **Special** (Speciali) oppure (se utilizzate un sistema di puntamento), fate clic sull'icona di *ScanBuddy*TM che appare sulla barra delle applicazioni di Microsoft®Windows. Accanto, apparirà un elenco delle diverse linguette disponibili.

Linguetta Screen (Schermo). Questa linguetta include le opzioni disponibili per la scansione su tutto lo schermo. Potete determinare il vostro sistema di scansione e impostarne i tempi per una serie di eventi di scansione. Potete anche impostare il numero di sezioni in cui volete venga suddiviso lo schermo, prima d'iniziare la scansione delle file. È disponibile un campione che stima il tempo di scansione per un punto selezionato dello schermo oppure il tempo medio per una serie di punti-campione (per ulteriori dettagli a questo proposito, consultate la guida in linea **Help**).

Linguetta Buttons (Bottoni). Questa linguetta include le possibilità di scelta relative alle opzioni dei bottoni, che vengono presentate dopo che avete posizionato il mouse (ad esempio, l'impostazione dei tempi di scansione per il primo bottone e per quelli successivi). Per saperne di più, utilizzate il bottone **Help** (Aiuto).

Linguetta Method (Metodo). Con questa linguetta, potete scegliere la modalità di scansione tra: **Single** (con un solo sensore), **Dual** (con due sensori), e **Inverse Single Switch** (inversa con un solo sensore). Potete inoltre impostare il tipo di strumento che utilizzate (mouse, joystick o tastiera).

Linguetta Modes (Modalità). Questa linguetta fornisce tre opzioni che consentono di farvi risparmiare tempo: 1) esegui prima la scansione della finestra attiva; 2) offri un'azione di svolgimento; e 3) usa AutoClick (consultate la guida in linea **Help** per ulteriori dettagli su queste importanti opzioni).

Linguetta Options (Opzioni). Potete impostare *ScanBuddy*TM affinché venga lanciato automaticamente quando avviate il computer; modificare i colori o lo spessore delle linee, e così via (vedete la guida in linea **Help** per ulteriori informazioni).

Linguetta Programs (Programmi). Con questa linguetta, potete fare in modo che un programma venga lanciato quando viene selezionato dalle opzioni del bottone **Special** (Speciali). Per altri dettagli, consultate la guida in linea.

Linguetta Sounds (Suoni). Potete associare dei suoni a diversi eventi di *ScanBuddy*TM.

Linguetta About (Informazioni su). Potrete avere informazioni su *ScanBuddy*TM e sulle persone che lo hanno progettato e realizzato.

Come installare *ScanBuddy*TM

1. Inserite il CD di *ScanBuddy*TM nella vostra unità per CD.
2. Aspettate qualche istante per vedere se il CD si avvia automaticamente. In caso contrario, utilizzate l'opzione **Esegui...**, nel menù **Start** di **Windows**TM, per avviare il programma **Setup** sul CD (ad esempio: "D:setup").
3. Seguite le istruzioni che appariranno sullo schermo.
4. La prima volta che avviate *ScanBuddy*TM, inserite uno dei vostri due **Key Disks** (Dischi chiave), premete il bottone **If you purchased this software...** (Se avete acquistato questo programma...) e, quindi, il bottone **Use Disk License** (Utilizza

licenza dischetto), nella finestra di dialogo **Lock & Key** (Protezione). La licenza sarà così trasferita al vostro computer e non vi servirà più il dischetto chiave, almeno finché non passerete ad un altro computer.

Per ulteriori informazioni, contattate:

Auxilia S.a.s.

Via Vaccari, 72

41100 MODENA

Tel: 059/216311

Fax: 059/220543

Email: info@auxilia.it

Sito internet: www.auxilia.it

Accordo di licenza

Applied Human Factors, Inc., ha realizzato questo software e vi concede una licenza di utilizzo non esclusivo. Voi siete totalmente responsabili della selezione di questo programma per il vostro utilizzo, e dell'installazione, dell'uso e dei risultati che derivano dall'utilizzo del software.

Oltre alle limitazioni di cui sopra, questo programma, *ScanBuddy*TM, vi è concesso in licenza alle seguenti condizioni:

- 1) questo programma non può essere utilizzato in una configurazione a multi-utenza. Se volete disporre di un sito o di una licenza, contattate Applied Human Factors, Inc.;
- 2) non potete fare copie di riserva.

SE NON RISPETTATE LE CONDIZIONI DEL PRESENTE ACCORDO, LA VOSTRA LICENZA CESSERÀ IMMEDIATAMENTE.

Questa licenza è regolata dalle leggi dello Stato del Texas e della Contea di Bexar.

Se questo accordo di licenza non è per voi accettabile, potete restituirci l'intera confezione del prodotto.

LIMITI DELLA GARANZIA

IL PROGRAMMA SCANBUDDY, CONTENUTO IN QUESTA CONFEZIONE, VIENE FORNITO "COSÌ COM'È". NON ESISTE ALCUNA GARANZIA DI ALCUN TIPO, ESPLICITA O IMPLICITA. QUESTO INCLUDE MA NON È LIMITATO, A QUALSIASI GARANZIA IMPLICITA DI COMMERCIALITÀ E IDONEITÀ, PER SCOPI O FUNZIONI PARTICOLARI. L'INTERO RISCHIO ASSOCIATO ALLA QUALITÀ O ALLE PRESTAZIONI DEL PROGRAMMA SCANBUDDY INCLUSO IN QUESTA CONFEZIONE, SPETTA A VOI. SE ESISTE QUALCHE DIFETTO, VI ASSUMETE IL CARICO DI TUTTI I COSTI DI RIPARAZIONE O REVISIONE. POICHÉ ALCUNI STATI NON CONSENTONO L'ESCLUSIONE DELLE GARANZIE IMPLICITE, L'ESCLUSIONE DI CUI SOPRA POTREBBE NON ESSERE APPLICABILE NEI VOSTRI CONFRONTI. QUESTA GARANZIA VI CONFERISCE I DIRITTI LEGALI CHE POSSONO VARIARE DA STATO A STATO.

Applied Human Factors, Inc., non garantisce che le operazioni del programma *ScanBuddy*TM soddisfino i vostri requisiti, o che le operazioni del programma non vengano interrotte o che siano prive di errore. Questo software vi fornisce assistenza qualora utilizzate programmi applicativi già predisposti per l'uso. Applied Human Factors, Inc., non esercita controlli sui diversi metodi di programmazione usati dai diversi rivenditori che producono software. Non si garantisce, pertanto, che questo programma funzioni perfettamente con tutti gli altri programmi.

